

4-1

アプリモードでの歯みがき

アプリモードの基本的流れ

実施頻度の目安

毎日1回程度

ハミガキ剤

普段お使いのハミガキ剤

ホーム画面

クエスト内容確認画面

ハブラシの準備画面

みがき方確認画面

歯みがき動画

仕上げみがき画面

モンスターへの攻撃

歯みがきの終了

ホーム画面で挑戦したいクエストをタップします。クエストの内容や難しさを確認できます。

※ワールド2からは「クイズ」に挑戦するクエストがあります。

本体からハブラシを抜き、スマートフォンと本体を接続します。ステータスランプが【オレンジ点滅】から【緑点灯】に変わり、「はみがきをしよう!」という音声流れれば接続成功です。

ガイドを読んでみがき方のコツを確認し、「じゅんぴOK」をタップします。

現在みがきべき場所がハブラシのイラストで表示されます。ハブラシが右にある場合は、右の歯をみがいてください。

※IIをタップすると一時停止することができます。

お子さまの歯みがき後は必要に応じて、保護者の「仕上げみがき」を行います。仕上げみがき終了後にお口をすすぎます。ハブラシを洗った後、ハブラシの水を切ってから、ハブラシを本体に挿します。

※クイズクエストの場合、クイズに正解することでモンスターを倒すことができます。

モンスターを攻撃して倒します。

※クイズクエストの場合、クイズに正解することでモンスターを倒すことができます。

進捗マップに戻り、歯みがきを終了します。

みがき過ぎを防止するために、「クエストクリア後」は3時間ロックがかかります。

3

ハミガキステップジェル

実施頻度の目安

毎日1回程度

ハミガキ剤

ハミガキステップジェル

ハミガキステップジェルの準備

みがき残しの撮影

歯みがき結果の確認

保護者の方へ挑戦してみよう

ホーム画面で「染め出しクエスト」を選び、「はじめる」をタップします。ハミガキステップジェルを準備します。画面のガイドに従い、ハミガキステップジェルをハブラシにのせます。「じゅんぴOK」をタップして、画面の指示に従って、歯みがきをします。

歯みがき後、1回だけ口をすすいだら、みがき残しの確認をします。スマートフォンで「イー」と「アー」の口を撮影します。●をタップして撮影します。

※保護者が撮影してあげてください

※フラッシュがたかれ、眩しいため、目をつぶるように声かけください。

撮影後、歯みがき結果が点数で表示されます。「カクニンした」をタップします。

※必要に応じて、仕上げみがきをしてください。

ハブラシポートの音量変更、各種設定の変更、おくち育会員サイトの閲覧、ハブラシポートのデータ同期などができます。

進捗マップアプリホーム画面

はみがき称号

音声モードで歯みがきをしたり、クイズクエストをクリアすることでポイントが加算され、称号がもらえます。

はみがきスキル集

クイズクエストやボスクエストをクリアするために必要な歯みがきスキルを確認することができます。

クエスト

クリアすることでゲームを進めることができます。歯みがきスキルを覚える、クイズに挑戦する、染め出し歯みがきでボスを倒すなどのクエストがあります。クエストは何度でも挑戦することができます。

4-2

音声モードでの歯みがき

音声モードの基本的流れ

実施頻度の目安

毎日1~2回程度

ポピッ

スタート時

ピリンッ

終了時

音量変更

専用アプリのホーム画面→保護者ページ→音量設定画面から音量レベルを変更して、お好みの音量に変更してください。音量は消音を含む6段階まで変更することができます。

リとのデータ同期をお勧めします。専用アプリのホーム画面→ハブラシポートデータ同期にてデータを確認し、ガイドに沿って同期してください。

ステータスランプと本体の状態

ステータスランプ

電池残量表示ランプ

アプリとお知らせ音

本体の状態

対処法

ステータスランプ

電池残量表示ランプ

アプリとお知らせ音

本体の状態

対処法

故障かな?と思ったら

1

カバーのネジが緩くなっていないか

2

電池の向きが逆になっていないか

3

直射日光が当たる場所や白熱灯の下に本体を設置していないか

まずご確認ください

直射日光

白熱灯

電球内部にコイル材の銅線があるもの

こんなとき

考えられる原因・対処の方法

こんなとき

考えられる原因・対処の方法

アプリモードで歯みがきをしているとき

本体から音声ナビゲーションが流れ てしまう

本体のステータスランプが消える、音が鳴らなくなる

本体と専用アプリが接続されない

本体のカバーが取り外せない

本体をアプリと初回登録したのに、本体から「アプリと接続してね」の音声が流れる

考えられる原因・対処の方法

本体と専用アプリが接続していない可能性があります。一度ハブラシを本体に挿し、もう一度お試しください。

電池が切れているかもしれません。電池を交換して、再度アプリと接続をして本体の登録をしてください。

Bluetooth®機能が無効になっているかもしれません。有効になっているか確認してください。

本体とスマートフォンが離れているかもしれません。スマートフォンの近くに再度接続してください。

電子レンジなど電磁波が発生する家電製品から離れて再接続してください。

ネジが十分緩まっていない可能性があります。ネジを十分緩め、カバーのツメを持ち、左右にゆらしながらゆっくり引き張ってください。

電池の接触不良の可能性があります。一度電池を取り出し、もう一度電池を入れてください（カバーを押しながらネジを締めてください）。その後再度アプリと連携してください。

考えられる原因・対処の方法

「音量変更」驚の操作にしたがい、お好みの音量に設定してください。

本体からハブラシを抜いても（挿しても）、音が鳴らない、ステータスランプが光らない

電池を入れても、本体のステータスランプが光らない

ハブラシセンサーの前に障害物がいないか確認してください。

直射日光や白熱灯の光がハブラシセンサーに当たっていないかを確認してください。

黒フレームが外れていないかを確認してください。

ハブラシセンサーが鏡や壁の方を向いていないかを確認してください。

ハブラシがクリニカKid's ハブラシ6-12才用であることを確認してください。

音声ナビゲーション終了後も、本体のステータスランプが消えない

本体にハブラシが挿しにくい、抜きにくい、安定しない

本体にハブラシが挿さっているか確認してください。

ハブラシが適合ハブラシではない可能性があります。クリニカKid's ハブラシ6-12才用をご使用ください。

仕様

ハブラシポート(本体)

電源

単3形アルカリ乾電池×4本

通信方式・通信距離

Bluetooth® low energy / 10m

本体メモリ容量

歯みがきデータ 60 回分

質量

本体：約 160g (ハブラシ、乾電池除く)

寸法

幅約 92mm× 奥行約 97mm× 高さ約 88mm

材質

本体：PP、ABS
ハブラシセンサー：PMMA

防水仕様

IPX4 (相当) ※防沫形

使用可能温度範囲

10 ~ 40℃

本製品は、日本の電波法で定められている技術基準適合証明を受けております。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※廃棄される場合は、お住まいの自治体の定める区分に従ってください。

<Toothbrush Holder with Wireless Brushing Guide>

ハミガキステップジェル

販売名

ライオンキッズジェルRa

容量

9g

成分

グリセリン(湿潤剤)、水、PG(湿潤剤)、シリカ・キサンタンガム(粘結剤)、クエン酸Na(pH調整剤)、サッカリンNa・キシトール(甘味剤)、ラウリン酸ポリグリセリル-10(安定剤)、セチルピリジニウムクロリド(保存剤)、香料(いちごタイプ)・赤色3号

付属ハブラシ

商品名

ライオン クリニカKid's ハブラシ6-12才用

柄の材質

本体：ポリアセタール ラバー部：SBC、TPC

毛の材質

ナイロン

毛の硬さ

ふつう

耐熱温度

80℃

品質保証書

品質保証書は領収書と一緒に必ず大切に保管しておいてください。

品名

おくち育 まほうハブラシ ハブラシポート

品番

LO-J23

保証内容

対象部分： 本体 (ジェル、ハブラシは除く)
お買上げ日より1年間

お買上日

年 月 日

お客様ご住所

〒 TEL

お客様お名前

様

一領収書添付一

保証規定

①取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、商品のお問合せ先までお問合せください。

②保証期間中の保証規定に基づいた交換をお受けになるときは必ず、商品と本品品質保証書を添えて、お送りください。その際、品質保証書にご購入を示す明細書（領収書）が添付されていることが必要です。

③保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。

●誤った使用法、および不当な修理、分解による故障および損傷。

●お買上げ後の落下、輸送等の過度な衝撃による故障および損傷。

●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。

●一般家庭用以外（たとえば業務用での長時間使用）に使用された場合の故障および損傷。

④この保証書は日本国内のみ有効です。

⑤保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように、必ず「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめの上、領収書と一緒に大切に保管してください。

⑥交換のとき、部品・その他の付属品は代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

⑦ハミガキステップジェル、ハブラシは保証の対象外です。（消耗品として新たにご購入いただくことになります。）

⑧保証期間外の修理・交換は対応していません。また、有償での修理・交換も対応していません。

⑨保証期間はご購入の日から1年です。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償での対応をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

商品のお問合せ・送付先

販売元

ライオン株式会社

ライオン株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

おくち育カスタマーサポート

お問合せ先 電話:0120-092-219

テ111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

おくち育カスタマーサポート

お問合せ先 電話:0120-092-219

ステータスランプ	みどりてんめつ 緑点滅	みどりてんめつ 緑点滅	みどりてんめつ 緑点灯	オレンジ 点灯	オレンジ 点滅(速)	オレンジ 点滅(速)	あか 赤・オレンジ 交互に点滅	あかてんめつ 赤点滅(速)	オレンジ点滅	オレンジ点滅
電池残量表示ランプ	●●●●●●	●●●●●●	●	●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●●	●●●●●●
アプリとお知らせ音	アプリと接続してね				ポピッ	ピリンッ	アプリと接続されていない		アプリの設定画面からデータを同期してね	アプリの設定画面からデータを同期してね
本体の状態	アプリに未登録	アプリとの接続待ち	アプリと接続中	音声モード動作中	ハブラシと取り出し	ハブラシと挿入	接続の失敗	ハブラシ挿入エラー	アプリへのデータ転送中	歯みがきデータ保存容量が少なくなっている
対処法	アプリに接続しなおして登録してください	アプリに接続してください					スマートフォンの設定を確認の上、再接続してください	ハブラシを本体に挿してください	アプリとデータ同期をしてください	新しい電池と交換してください

おくち育オンラインショップ <https://okuchi-iku.lion.co.jp/>

0524